

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA</b>        | <b>OPZ/MLMBM-6/19 v1</b> |
| <b>Końcówki do pipet 2-20ul</b>          |                          |
| KOD CPV: 33140000-3 – materiały medyczne |                          |

**INSTRUKCJA:**

- Potencjalny sprzedawca powinien przeczytać, zrozumieć i zaznaczyć w polu wyboru znajdującym się z prawej strony kolumny, czy oferta obejmuje bądź nie obejmuje danego kryterium. Wycena będzie zamieszczona na końcu niniejszego dokumentu, lub opcjonalnie w formie załącznika.
- Dodatkowe informacje techniczne będą wyjaśniane przez [zakupy@bioceltix.com](mailto:zakupy@bioceltix.com).
- Uwagi dostawcy mogą być załączone w niniejszym dokumencie po zatwierdzeniu lub odrzuceniu danego elementu w kolumnach po prawej stronie.
- Odchylenia od powyższej specyfikacji są możliwe warunkowo jeżeli zostaną zatwierdzone przez zamawiającego oraz gdy zostaną zachowane wszystkie cechy funkcjonalne.
- Ta specyfikacja stanowi minimalne wymagania Zamawiającego. Doświadczenie sprzedawców i błędy użytkowników mogą zostać dodane to tego dokumentu, jako informacje dodatkowe dla zamawiającego.
- Wykonawca udzieli 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia.
- Wykonawca dostarczy materiały do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia / podpisania umowy.

**Końcówki do pipet od 2 do 20ul, sterylne z filtrem.**

| Lp       | Parametry   | Spełnia  | Nie spełnia |
|----------|---|----------|-------------|
| <b>1</b> | <b>2</b>  | <b>3</b> | <b>4</b>    |
| 1.       | Kompatybilne z pipetą 2-20ul typu Eppendorf   |          |             |
| 2.       | Niskoretencyjne, wykonane z wysokiej jakości polimeru S3  |          |             |
| 3.       | Filtr końcówek wykonany z HDPE – High Density PolyEthylene  |          |             |
| 4.       | Dokładność pobierania i wydawania cieczy - 0,1%   |          |             |
| 5.       | Wolne od nukleaz (poziom wrażliwości wynosi mniej niż $3,4 \times 10^{-11}$ Kunitz dla RNazy oraz nie mniej niż $1,7 \times 10^{-11}$ Kunitz dla DNazy) |          |             |
| 6.       | Wolne od endotoksyn (czułość testu wynosi 0,06 EU/ml)   |          |             |
| 7.       | Wolne od DNA  |          |             |
| 8.       | Pakowane po 96 sztuk (+/- 5 sztuk w opakowaniu)   |          |             |

BIOCELTIX S.A.

Adres: ul. E. Kwiatkowskiego 4, 52-326 Wrocław

tel.: +48 71 725 34 10, faks: +48 71 734 55 09

e-mail: [office@bioceltix.com](mailto:office@bioceltix.com)

KRS: 0000628307, NIP: 899-27-94-360, REGON: 364963245